

累計 700万枚の販売実績！ 足首固定バンドのパイオニア！！

足首をしっかり固定することで、**重心をぶれにくくし、捻挫やケガの予防**、またケガをして弱くなった**関節を補強**して**再発を防止**。
さらに、重心をぶれにくくする事で**歩行補助**の効果が期待できます。



① テーピング理論

テーピング＝巻き方など専門知識が必要、かぶれの心配がある

足首サポーター＝固定力が弱い

⇒「しっかり足首支援帯」は、

テーピングの巻き方が分からない方でも、これ1本で**簡単に装着**ができ、**強い固定力**で足首をしっかりサポートします。

また、**かぶれの心配もありません**。

② フリーサイズ

フリーサイズなので、ご自身のサイズを迷うこともありません。


また、バンド外側は**どこにでも留めることができる生地**となっており、しっかりフィットします。

オス部分は新型面ファスナーで**衣服、靴下などひっかけにくく**なっております。



③ 適度な伸縮性

伸縮性がありすぎると足首がぐらついた時の稼働領域が広くなり、しっかりした固定が出来ません。
⇒「しっかり足首支援帯」は、**適度な伸縮性**で**足首の動揺を制限**し、**安定した圧迫固定**ができます。



使用シーン

i) スポーツ時や登山など

ケガの予防や再発を防止したい時に足首をしっかり固定します。


ii) 歩く速度が遅くなった、最近よくつまづく・・・と感じたら

足首の動揺により、しっかり体重移動ができていないせいかもしれません。

足首をしっかり固定することで動揺を制限、足がしっかり上がる様になります。

iii) ご旅行や長時間の歩行、介護時などに

しっかり踏ん張りたい時や、歩行を楽しみたい時に。



軽量 コンパクトで、もち運びに便利！！ いつでもどこでも装着出来ます。

装着方法



- ①商品タグの付いている方が肌面にくるよう足を置きます。
- ②ベルトを適宜な強さでひっぱりながら、【8の字】状に足関節を巻き込みます。
- ③足関節の後ろ側で、ベルトの面ファスナーを接着するよう調整してください。
※面ファスナー(オス)がバンドからはみ出さないように接着ください。