



耐用バンド エルボーギア®

- ・時に違和感を感じたときに
- ・面ファスナーで簡単装着
- ・さまざまなシーンに



左右
兼用

パッド付
(取り外し可)



商品詳細はこちら▶

1枚入
フリー

【適応範囲】

・前腕周囲19cm～31cm

使用上のご注意 — 必ずお読みください —

●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度に応じて次のように区分しています。



警告

「人が重症を負う恐れがある内容」です。



注意

「人が軽症を負うか、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。



警告

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。

- ・耐用バンド以外の用途に使用しないでください。
- ・パッドは必ず正しい位置に取り付けて使用してください。
- ・装着方法に従って正しく使用してください。
- ・入浴時や就寝時は使用しないでください。
- ・パッドが損傷や摩耗した場合は使用しないでください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・長時間装着する場合は適宜装着しなおしてください。



注意

- ・本品を修正・加工して使用しないでください。
- ・本品に変形などの不具合がある場合は、使用しないでください。
- ・面ファスナーが衣服にあたると、衣服を傷つけるおそれがありますので注意してください。
- ・本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

お手入れの方法

- 本品は手洗いで洗濯できます。
(丁寧に押し洗いし、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で干してください。)
- 洗剤は中性洗剤をご使用ください。漂白剤による漂白はできません。
- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。面ファスナーを閉じずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなる恐れがあります。
- 下記の表示にあった洗濯をしてください。(必ずお守りください。)



液温は40℃を限度とし、手洗い
ができる



塩素系及び酸素系漂白剤の使用
禁止



タンブル乾燥禁止



日陰のつり干しがよい



アイロン仕上げ禁止



ドライクリーニング禁止

製品仕様

商品名 : エルボーギア®
 商品番号 : 037631
 規格 : フリー 4cm × 40cm
 入数 : 1枚入
 主な素材 : ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、EVA(パッド)、
 樹脂(バックル)
 原産国 : フィリピン

- 本品を廃棄する場合は、上記素材に関する各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・本書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

ご使用にあたって

- 本品の使用に際しては、必ず医師または専門家の指示に従ってください。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。



<https://www.taketora-web.com/>
 商品に関するお問い合わせは **0120-094-315**
 (月～金 9:00～17:00 ただし祝日を除く)

株式会社 **竹虎**®



BC06-01


構造および各部の名称

※本品は左右兼用です。


【ベルト寸法】

・4cm×40cm

肌側



外側



【サイズ】

・フリーサイズ


【適応範囲】

・前腕周囲 19cm ~ 31cm


【採寸位置】

・前腕の一番太い位置の周囲径を目安にしてください。

※腕の力を抜いて計測してください。



【パッドの取り付け方について】




ベルトの肌側にある面ファスナー部にパッドが取り付けられています。洗濯などパッドを取り外した後は正しい位置に取り付けて使用してください。

装着方法 (右腕の場合)

●ベルトの面ファスナーを取り外し、外側・肌側を確かめてください。


肌側

商品タグがついている側が肌面です。




A: 肘の外側に違和感のある場合



2 ベルトが輪になった状態で腕に通します。





B: 肘の内側に違和感のある場合



3 肘の違和感のある部分の少し手先寄りにパッドを合わせます。



4 手を握り、腕に力を入れた状態で適度な圧迫になるようにベルトを引っ張り、面ファスナーを留めます。



5 装着完了

※ベルトのゆるみ、ズレがないか確かめてください。

※違和感が改善されない場合は、パッドの当たる位置を微調整してください。

