

バンブーステッキ ワイド多点杖



詳細はこちら▲

手のひらや手首への負担が少ない
ワイドグリップ



ねばりのある杖先が
しっかり地面を捉える



この杖は、“杖なしで自立歩行できる方”がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。
以下のような症状の方、またはこのような症状になった方は、ご使用をお止めください。

- ・杖なしでは歩行が困難な方
(歩行に手すりや介護者を必要とする方を含む)
- ・リハビリ中の方
(医師の指導のもとで使用する方を除く)


正しい長さの選び方

杖先を、足先の前方外側 20cm に置き、
肘の角度が 30 ~ 40 度になる長さが、
正しく使いやすい長さです。



注意

ハイキング・登山等には
使用しないでください。



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>
商品に関するお問い合わせ **0120-798-777**
(月~金 9:00~17:00 ただし祝日を除く)

BD-09



吊り下げ
タグ



外袋

地面をしっかりと捉える

バンブーステッキ ワイド多点杖



取扱説明書

- *本製品を正しくお使い頂くために、
ご使用前に必ずこの『取扱説明書』
をお読みください。
- *内容をご理解頂き、記載の危険・
注意事項をお守りください。
- *この『取扱説明書』は、いつでも
ご覧いただけるよう大切に保管
してください。



ブラック




ワインレッド



ネイビー

各部名称／仕様



【サイズ】
シャフト：上部φ22mm
下部φ19mm
長さ：680 ~ 960mm
(12段階)

【重量】 470g

【材質】

本体：アルミニウム

グリップ：TPR、PP

ストラップ：ポリエステル

多点杖先：PP、TPR (チップ部分)



使用上のご注意

内容をご確認いただき、杖本来のご使用をお願いいたします


1. 身体にあった杖（ステッキ）をお選びください。不適切な長さのまま使用すると、事故等の原因となり危険です。
2. ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、シャフト（杖本体）に破損、長さ調節ボタン・振れ止めネジの不具合等を見つけた際は、直ちにご使用を中止してください。また、杖先の摩耗・破損等の異状がある場合はすみやかに交換してください。***本製品専用品をご使用ください。**
3. 杖先がシャフト（杖本体）に確実に固定されていることを確認してからご使用ください。***杖先を外したまま使用しないでください。**
4. 使用中もゆるみ等の異状がないか確認してください。
5. 上シャフトから下シャフトを完全に引き出さないようにしてください。振れ止めネジ内部のリングが外れる場合があります。
6. 長さ調節ボタンが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
7. グリップ先端に過大な力をかけないでください。（杖（ステッキ）は歩行の補助用品です。全体重を支えることはできません。）
8. 柔らかな地面・雪路・濡れたり凍結した路面等、滑りやすい場所や不安定な場所でのご使用は危険です。
また、道路の側溝等の溝やくぼみのある場所では、杖先がはまり込む恐れがありますのでご注意ください。
9. 用途以外（登山・護身用等）には使用しないでください。
10. お子様遊び道具にしないようご注意ください。
11. ご使用後は水分・汚れをきれいに拭き取り、屋内に保管してください。高温・多湿な場所（ストーブのそば、夏場の自動車内での放置等）は、グリップや杖先が劣化する場合がありますのでご注意ください。
また、低温の場所（寒冷地等）では、杖先チップが硬化し滑りやすくなる場合があるため十分ご注意ください。

杖先交換方法

※4mm 径の六角レンチをご用意ください


【外す】

杖先の底中央にある取付ネジを六角レンチで反時計回りに回します。



【付ける】

シャフトと杖先の凹凸を合わせて差し込んでください。




取付ネジを杖先の底中央のネジ穴に入れ、六角レンチで時計回りに回します。
ゆるみのないようにしっかりと締めてください。

杖先チップ交換方法

※プラスドライバーをご用意ください

【外す】

プラスドライバーで杖先チップのネジを外します。




杖先チップを杖の中心から外側に向かって引っ張るように外します。




【付ける】

杖先チップの穴を杖先の爪に引っ掛け、杖先を覆うように被せ、杖先チップの突起を杖先にはめ込みます。




- ・穴がしっかり爪にかかっていることを確認してください。
- ・突起が隙間なく杖先にはまっていることを確認してください。

プラスドライバーで杖先チップのネジを締めます。
ゆるみのないようにしっかりと締めてください。




長さの調節方法


1. 振れ止めネジを矢印の方向に回し、ゆるめます。




2. 長さ調節ボタンを指で押しながら下シャフトを伸縮させ、長さを調節してください。



3. 長さ調節ボタンが“カチッ”と音がしたことを確かめてください。




4. 振れ止めネジを矢印の方向に回して締め付けてください。



注意


“長さ調節ボタン”および“振れ止めネジ”はご本人または介護者の方が確実に固定されているか必ず確かめてください。固定されていないと事故やケガの原因になり危険です。

グリップの握り方




小指球
(小指下のふくらんだ部分)

グリップ上面の
平坦な部分に
手のひらの
小指球をのせます。



グリップ全体を
握ります。



注意

グリップの一部分だけ握ると、荷重が偏りシャフトが折れてしまう危険があります。また、思わぬ事故の原因となる恐れもありますので、絶対にお止めください。