

2015年4月1日改訂（第2版）※（新記載要領に基づく改訂）

2006年4月1日作成（第1版）

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

# ガーゼ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

- ・ 綿 100 %ガーゼ
- ・ 本品は、白い布で、におい及び味はない。
- ・ セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

## 【使用目的又は効果】

- ・ 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

## 【使用方法等】

- ・ 使用目的に応じ、適宜使用する。
- ・ 創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

## 【使用上の注意】

- ・ 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- ・ 体内に留置しないこと。
- ・ 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

## 【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び火気を避け湿気の少ない清潔な場所に保管すること。  
有効期間：開封後は速やかに消費すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 アポロ衛材株式会社  
〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地  
問い合わせ（お客様相談窓口） ☎ 072-494-3278 E-mail [info-apollo@apolloeizai.co.jp](mailto:info-apollo@apolloeizai.co.jp)  
製造業者 アポロ衛材株式会社 本社工場

## 【発売元の氏名又は名称等】

株式会社 竹 虎  
※ 商品に関するお問い合わせ ☎ 0120-094-315