

保冷剤固定用サポーター

ソフラクール® サポーター



Taketora®



▲商品詳細
はこちら

患部に保冷剤をしっかりと固定

※専用保冷剤「ソフラクール®パック」と合わせてご使用ください

- ワンタッチで簡単着脱
- 伸縮生地によりフィットしやすい
- 3つに分かれている留め部分でサイズ調整がしやすい



付け外しに便利な
ストラップ付き



肘に



太ももに


※特に膝へのアイシングが有効ですが、
太もも・腕などにもご使用いただけます。



綿主体のソフトな素材
吸収力もあり、保冷剤の
結露による不快感を防止


伸縮生地により
圧力調整が自在
保冷剤を確実に固定

使用方法




1 ポケット部に保冷剤を入れます
(入れる方向は縦・横どちらでも可能)

※「ソフラクール®パック」以外の保冷剤をご使用の場合は、15cm×20cm以下の大きさの保冷剤をご使用ください。



2 患部に保冷剤部分が
当たるように巻きます



3 面ファスナーを留めます

素材

綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

規格

2,860円(税込) 2,600円(税別)

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
041021	適応範囲 30cm～55cm	1枚	4958995410211	10枚

※適応範囲：膝の着用時には太もも、肘の着用時には上腕の周囲



1枚入

保冷剤



ソフラクール® パック

患部へのアイシング、発熱時などに

- 特殊ゲルによるソフトな使用感



-15℃までは凍らずに
柔軟性を維持



2個入

- 繰り返し使用可能
- 交換時に便利な2個入



1,540円(税込) 1,400円(税別)


商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
041020	15cm×25cm 2個入	1箱	4958995410204	10箱

関節部位に使用する場合は、
専用の「ソフラクール® サポーター」
と合わせての使用がおすすめ


ソフラクール® クイック

クーリングに適した急速冷却用保冷剤


- アルミの冷却伝導面により
接触面を急速冷却
- 保冷時間に合わせて
選べる2種類
- エンゼルケア時の
クーリングにも



2h(2時間) アルミ面



6h(6時間) アルミ面



※注) 6h: マイナス15℃以下に冷やすと凍結配合ジェルが凍り、硬くなる場合があります。

商品番号	規格	1個サイズ(重量)	販売単位	定価	JAN CODE	ケース単位
041214	2h 2個入(ジェルの色: オレンジ)	175×280×18mm (600g)	1袋	1,870円(税込) 1,700円(税別)	4958995412147	12袋
041215	6h 2個入(ジェルの色: グリーン)	185×285×24mm (800g)	1袋	2,310円(税込) 2,100円(税別)	4958995412154	12袋



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 縣メディアビジネスセンター8F
TEL. 045(680)0308(代) FAX. 045(680)0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06(6386)7217(代) FAX. 06(7175)7101

取扱店