

フェルラック® ストレッチャーカバー



吸水／防水タイプ




*装着イメージ

特長

- ▶ 両端折り返しゴム付きで、様々なストレッチャーに取り付け出来るサイズです。
- ▶ 装着が簡単・スピーディーにでき、業務の妨げになりません。
- ▶ カバー自体が汚れたらすぐ交換できる使い捨てタイプなので、衛生的にご使用頂けます。
- ▶ 吸水／防水の2層構造なので血液・体液などを吸収しつつ、ストレッチャーへの浸透を防ぎ、汚れから守ります。
- ▶ ストレッチャー上のマットレスにピッタリフィットするのでズレにくく、ベッドへの移乗にも便利です。

使用方法




規格 ※ケース単位…4箱入

・定価…オープン

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
076971	57cm×191cm (両端折り返し 10cm) 1枚入 ×20袋	1箱	4958995769715

使用上の注意

- ▶ 本商品は使い捨て品です。(洗濯等はできません。)
- ▶ 本商品の大きさに合わないストレッチャーへのご使用はお控えください。
- ▶ 人体に触れるご使用の際、肌に合わない場合はすみやかに使用を中止してください。
- ▶ 著しく破損、汚損、水濡れした場合は使用を中止してください。
- ▶ ご使用後の廃棄方法は地域自治体のルールに従って、安全な方法で処分してください。



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店