


フェルラック® No.50 (アイソレーションガウン)




装着方法

次のような装着手順をとれば、袋から取り出しやすく、素早く着ることができます。
さらに、ガウンの前面に触れずに展開できます。


袋からの取り出し方



1 袋のミシン目を開きます。



2 開いたミシン目から首ヒモを取り出します。




3 ゆっくり引き出します。



4 取り出し完了です。


装着方法




1 首ヒモを持ったまま、片方の手を入れ、袖口まで通します。



2 袖を通した手に首ヒモを持ち替え、もう片方の手を入れます。



3 首と腰のヒモをしっかりと結びます。



4 装着完了です。

商品番号	種類	規格	単位
076430	フリー	カラー／ブルー 50枚入	1箱
076432		カラー／イエロー 50枚入	1箱

■ご注意

※本品は、殺菌灯ロッカー等の強い紫外線が当たる場所での使用・保管は避けて下さい。
※高温多湿・水滴のある場所での保管は避けて下さい。
※使用は一度限りとし、再使用は避けて下さい。



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/>
商品に関するお問い合わせ **0120-094-315**
(月～金 9:00～17:00 ただし祝日を除く)