

ディスポーザブルキャップ

サージキャップ N-10




通気性・吸湿性のある薄手のディスポーザブルキャップ

- 箱から取り出してすぐに着用できる
ゴムタイプ
- 感染対策・髪の毛の落下予防に
- 3色あるので用途や場所別など
使い分けに便利



ホワイト



ブルー



グリーン




素材


ポリプロピレン不織布、ゴム

外し方

⚠ 外す際は外側（汚染面）に
触れないでください



1
手袋→ガウンを外した状
態で、キャップの中に手
を差し込み、持ち上げる



2
外側（汚染面）と内側を
ひっくり返し廃棄する

さいごに…
アルコール消毒液やアルコー
ル含浸カット綿等で手指の
消毒をする

| 商品番号 | 規格 | 販売単位 | 定価 | JAN CODE | ケース単位 |
|--------|-------------|------|------|---------------|-------|
| 076180 | ホワイト 100 枚入 | 1箱 | オープン | 4958995761801 | 5箱 |
| 076181 | ブルー 100 枚入 | 1箱 | オープン | 4958995761818 | 5箱 |
| 076183 | グリーン 100 枚入 | 1箱 | オープン | 4958995761832 | 5箱 |



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店