

NEW

竹虎のスプリントが 新しくなりました



- ✓ 従来に比べ印字側パッドが薄くなり、モールディング(成形)がしやすくなりました
- ✓ 目的に合わせた2種類の芯材と幅広いサイズをラインナップ
- ✓ 両面テープが剥がしやすくなりました(芯材だけを取り出して水につけることも可能)



ソラフィックス®スプリント II P

ポリエステル不織布芯材

X線透過性が高い

スプリント装着のままで患部の確認がしやすい

ポリエステル不織布製

グラスファイバー製



部位が線状に確認できる

エッジ処理が不要で処置が簡単



【固定材(芯材)】
ポリウレタン樹脂+
ポリエステル製不織布

【外面】
ポリプロピレン製不織布

【内面(皮膚接触面)】
ポリプロピレン製不織布



商品詳細はこちら▶

ソラフィックス®スプリント II G

グラスファイバー芯材

高い強度と

優れたモールディング性

グラスファイバー芯材で確実に固定



【固定材(芯材)】
ポリウレタン樹脂+
グラスファイバー



商品詳細はこちら▶

● ロールタイプ

商品名

ソラフィックス® スプリント II^P



商品名

ソラフィックス® スプリント II^G



● 一般医療機器

II^P・II^G 共通

再使用禁止

ギプス包帯

(JMDN コード 33056000)

届出販売名：ソラフィックススプリント II

届出番号：13B2X10294000016

製造販売元：華琳 株式会社

● ギプス材

処置 ギプス料 J122 四肢ギプス包帯

| | |
|----------------------|--------|
| ①鼻ギプス | 310点 |
| ②手指及び手、足（片側） | 490点 |
| ③半肢（片側） | 780点 |
| ④内反足矯正ギプス包帯（片側） | 1,140点 |
| ⑤上肢、下肢（片側） | 1,200点 |
| ⑥体幹から四肢にわたるギプス包帯（片側） | 1,840点 |

2020年4月現在
厚生労働省告示及び関連通知より一部引用

● 規格

| ソラフィックス。スプリント II ^P | | ソラフィックス。スプリント II ^G | | II ^P / II ^G 共通 | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-------|
| 商品番号 | JAN CODE | 商品番号 | JAN CODE | 規格 | 販売単位 | 定価 (税込) | 定価 (税別) | ケース単位 |
| 030232 | 4958995302325 | 030262 | 4958995302622 | ロール 2号 5.0cm×4.5m | 1箱 | 16,665円 | 15,150円 | 4箱 |
| 030233 | 4958995302332 | 030263 | 4958995302639 | ロール 3号 7.5cm×4.5m | 1箱 | 19,030円 | 17,300円 | 4箱 |
| 030234 | 4958995302349 | 030264 | 4958995302646 | ロール 4号 10.0cm×4.5m | 1箱 | 20,185円 | 18,350円 | 4箱 |
| 030235 | 4958995302356 | 030265 | 4958995302653 | ロール 5号 12.5cm×4.5m | 1箱 | 24,970円 | 22,700円 | 4箱 |
| 030236 | 4958995302363 | 030266 | 4958995302660 | ロール 6号 15.0cm×4.5m | 1箱 | 29,700円 | 27,000円 | 4箱 |



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 賑メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店