

# 固定ベルト

# 万能ベルト



## 用途

- ◆ベッドサイドレール（柵）とベッド本体を固定してサイドレールの引抜予防に
- ◆ベッドサイドテーブル使用時のベッド本体との固定に
- ◆病棟・外来など各部署で多目的に

\*使用イメージ



## 特長

- ◆結ぶ手間が無く、ワンタッチで着脱出来ます。
- ◆目的に応じて長さ調節が可能です。
- ◆バックルは“専用共通キー”が無いと外れない構造になっています。

## 規格

・オープン価格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
015429	45cm 幅 25mm	1本	4958995154290	10本
015427	75cm 幅 25mm	1本	4958995154276	10本
015428	150cm 幅 25mm	1本	4958995154283	10本

・この商品のメーカー出荷はケース単位です。

### 【使用上の注意】

- 本品を用いることにより、ベルトで留める対象物本来の機能が低下または滅失することによる二次的な損失については、責任を負うものではありません。
- 本品は特定の拘束を目的としたものではなく、使用者の責任と判断において固定を任意に行えるものです。
- 係着の解除には、専用のカギを用いてください。それ以外の方法で解除した場合、破損することがあります。
- 本品は医療事故を防止することを担保したものではありません。使用者の責任と判断のうえ、使用してください。

ご使用の際は、ご家族や専門家とご相談の上、正しくお使いください。

ご使用者の症状や状況に応じ、適宜安全をご確認の上、適切なケアをお願いいたします。

発売元



URL <http://taketora-web.com/> E-mail [info@taketora-web.com](mailto:info@taketora-web.com)

### 【メディカル事業部】

第一営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル 10F  
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

第二営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (6155) 7073

取扱店