

**2020年10月(第3版)

*2020年3月(第2版)

届出番号 14B3X10016000019

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

トラクリーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造及び原理等】

本品は、パット状に成形した脱脂綿の外周を、ガーゼ又は不織布で覆ったものである。

本品は、脱脂綿の吸収能力によって、適用部位の液の吸収又は止血を行うものである。

【使用目的又は効果】

液の吸収、止血

【使用方法等】

本品を適用部位に接触させ、液の吸収又は止血に用いる。

【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

**製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

*Winner Medical (J iayu) Co., (中国)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315