

術後伸縮腹帯

ソフラビレイ® 30cm 幅



通気性のある薄手生地
綿主体のソフトな着け心地

- 幅広のため、術後の患部を
しっかり保護
- セパレートタイプの
留め部分により調整が自在
- 両サイドの伸縮生地で
様々な体形にフィット



(Sサイズ)





▲ 商品詳細

「ソフラビレイ® 30cm 幅」リニューアルのご案内

30cm 幅に **XL サイズ**を追加、より使いやすくなりました。 ※適応胸廻りを見直しました

適応範囲がさらに広くなり、
より多くの方に



素 材

綿
ポリエステル
ナイロン
ポリウレタン

装着方法

印字がある面が肌側です。



腹帯が長い場合は、
端を少し折り曲げて
から装着することをおすすめします。

規 格

定価：オープン

商品番号	規 格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
040532	30 cm幅 S 胸廻り 50cm ~ 80cm	1 枚	4958995405323	10 枚
040530	30 cm幅 フリー 胸廻り 60cm ~ 105cm	1 枚	4958995405309	10 枚
040536	30 cm幅 XL 胸廻り 105cm ~ 125cm	1 枚	4958995405361	10 枚

用途、サイズが
ひとめで分かる
パッケージ



術後伸縮腹帯

ソフラビレイ® 22cm 幅




通気性のある薄手生地
綿主体のソフトな着け心地

- 術後の患部が過度に
圧迫されないスリム幅
- セパレートタイプの
留め部分により調整が自在
- 両サイドの伸縮生地で
様々な体形にフィット



(Sサイズ)

適応範囲が広くより多くの方に



留め部分の
切り込みが深く
調整しやすい

(フリーサイズ)

素 材

綿
ポリエステル
ナイロン
ポリウレタン

装着方法

印字がある面が肌側です。



腹帯が長い場合は、
端を少し折り曲げて
から装着することを
おすすめします。

規 格

定価：オープン

商品番号	規 格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
040592	22 cm幅 S 胸廻り 50cm ~ 80cm	1 枚	4958995405927	10 枚
040590	22 cm幅 フリー 胸廻り 80cm ~ 120cm	1 枚	4958995405903	10 枚

用途、サイズが
ひとめで分かる
パッケージ



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店