

不織布包帯（ディスポーザブル）

NEW

スタンパ®ゼット



▲商品詳細はこちら

日本製
MADE IN JAPAN

使い捨ての止血バンドに

- 適度な伸縮性でしっかり巻ける
献血・採血に最適

テンションをかけて巻けるため
 圧迫する際、止血綿などを押さえやすい
 通気性が良く快適な肌ざわり



- きれいにハンドカットでき
処置しやすい

手で簡単に切れるため、忙しい中での作業性UP
 巻きながら片手でもカット可能



- ディスポーザブルなので
感染対策&手間軽減

消毒して再使用の手間いらず
 バンドの返却忘れの心配もなし
 包帯を着けたまま帰宅し捨てるだけ
 スキントラブルにも安心



使用手順（例）



採血後針を刺していた部分に
 注射パンを貼り付けます。
 その上から巻き始めを折重ねて
 巻き付けます。



巻き始めを小さく折り重ねて
 注射パンの上に置き、少し圧迫
 するようにして巻き付けます。



3周程度、腕に巻きます。



巻き終わりはハンドカットし、
 テープなどは使わずに巻いて
 ある部分に折り込みます。

素材

ポリプロピレン・ポリエチレン・レーヨン・ポリエステル ※ラテックスフリー

規格

定価：990円（税込）900円（税別）

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
020416	6裂 約4.5cm×約9m(伸長) 6巻入	1箱	4958995204162	10箱



・6巻入

包帯・リユースバンド比較

	使い捨ての止血バンド スタンパ®ゼット	リユースタイプの 止血バンド
仕様	不織布包帯	面ファスナー着脱
素材	スキントラブルの心配いらず 通気性の良い不織布	ナイロンやゴム等による かぶれの心配
回収	不要	必要
消毒	スタッフの手間いらず 患者さんは捨てるだけ	使用済バンドを回収して 消毒する作業負担 バンドを着けたまま帰って しまうリスク
留め方	包帯をハンドカットして 折り込むだけ テープいらずで簡単	面ファスナーが衣類に 引っかかったり、 肌に当たってしまう心配
感染対策	ディスポーザブルで安心	回収時のリスクや再使用 に対する気分的な不安
参考商品紹介	<p>※自着性包帯タイプもあります タクトラ®ピタッとタイ®</p> <ul style="list-style-type: none"> ●包帯どうしがピタッとくっつく ●肌につかず巻きやすい（ハンドカット可）  <p>2.5cm 幅 5.0cm 幅</p>	<p>※面ファスナー留めタイプの取扱もあります ズローネ®</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現場においてすばやい 処置が行える <p>S：20本入 M：20本入</p> 



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店