

マキシマルバリアプリコーションパック

アイソプロ® MBP



一般医療機器
(No.2、No.3、No.4)

単回使用汎用サージカルドレープ (JMDN コード35531000)



届出版売名: 手術・処置用不織布覆布

届出番号: 27B1X00114000014

製造販売元: 株式会社メディテックジャパン

必要な用品が1パックに。すぐに使える EOG 滅菌済

- 使用する順序での
パッキングで省力化
- 必要な分量だけのパック化で
省スペース
- MBP の導入を促進し、
感染率の低減に役立つ



MBP (マキシマルバリアプリコーション)

中心静脈カテーテル (CVC)、末梢挿入型中心静脈カテーテル (PICC) の挿入またはガイドワイヤー交換の際に、『キャップ・マスク・滅菌ガウン・滅菌手袋・全身用の滅菌ドレープ』を使用すること。

(血管内留置カテーテル由来感染の予防のためのCDCガイドライン 2011: 勧告分類カテゴリー I B)

※滅菌手袋は別途ご用意ください

オープン価格

| 商品番号 JAN CODE | 規格 (内容物) | 販売単位 ケース単位 | マスク キャップ | クレープ紙 | ガウン (背面図) | 吸水/防水ドレープ 穴あきテープ付 |
|-------------------------|--|---------------|--|-----------|-------------------|--|
| 075901 4958995759013 | No.1 サージカルマスク ゴムタイプ 青 1枚 サージカルキャップ 青 (N-10) 1枚 処置用ガウン 1枚 | 1組 12組 | | | | |
| 075902 4958995759020 | No.2 一般医療機器 サージカルマスク ゴムタイプ 青 1枚 サージカルキャップ 青 (N-10) 1枚 クレープ紙 (210×297mm) 1枚 処置用ガウン 1枚 吸水/防水ドレープ 900×900mm φ90 テープ付 1枚 | 1組 12組 | サージカルマスク ゴムタイプ青 (不織布3層) ノーズブリッジ: 金属製 | | 処置用ガウン (不織布3層) | 900×900mm φ90 テープ付 (穴位置: ドレープ中央) |
| 075903 4958995759037 | No.3 一般医療機器 サージカルマスク ゴムタイプ 青 1枚 サージカルキャップ 青 (N-10) 1枚 クレープ紙 (210×297mm) 1枚 OP用ガウン 1枚 吸水/防水ドレープ 1200×1200mm φ90 テープ付 1枚 | 1組 12組 | サージカルキャップ 青 (N-10タイプ) | 210×297mm | OP用ガウン (不織布4層) | 1200×1200mm φ90 テープ付 (穴位置: ドレープ中央) |
| 075904 4958995759044 | No.4 一般医療機器 サージカルマスク ゴムタイプ 青 1枚 サージカルキャップ 青 (N-10) 1枚 クレープ紙 (210×297mm) 1枚 OP用ガウン 1枚 吸水/防水ドレープ 1500×1800mm φ90 テープ付 1枚 | 1組 6組 | | | | 1500×1800mm φ90 テープ付 |

・クレープ紙を間に入れることで、取り出し時の無菌操作が容易に行えます (No.2、No.3、No.4)

※この商品のメーカー出荷はケース単位です



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店