

エンゼルケアセット

エビデンスに基づく
ご家族への最善のケアを目指したセット


- クーリングにより腐敗や感染リスクを軽減
※クーリング：なるべく早く適切に体温を下げること
- 乾燥を防ぎ、悪化を予防
※特にくちびるは保水量が少なく乾燥しやすい
- 2種類のセットをご用意




※エコノミーには靴下が入っていません

クーリング

- 臨終後なるべく早く体温を下げてください（目安 30 分以内）
- 体温を下げることにより、腐敗、感染リスクを軽減します



※病棟（院内）保有の保冷剤、またはドライアイス



1 2枚の特殊アルミ袋に保冷剤などを入れます

2 アルミ面をご遺体側にして当ててください（胸部：肺、腹部：腸）

乾燥予防

- 乾燥を防ぐため、くちびる等に保湿クリームを使用してください

規格

商品番号	規格	セット内容	販売単位	定価	JAN CODE	ケース単位
041203	スタンダード	綿棒 2 種（耳かき、リングリング）各 2 本、保湿クリーム（2g）1 個、アルミ袋 2 枚、櫛 1 本、不織布（30cm×30cm）5 枚、不織布タオル（30cm×50cm）3 枚、靴下 1 足	1 組	1,980 円（税込） 1,800 円（税別）	4958995412031	15 組
041204	エコノミー	綿棒 2 種（耳かき、リングリング）各 2 本、保湿クリーム（2g）1 個、アルミ袋 2 枚、櫛 1 本、不織布（30cm×30cm）5 枚、不織布タオル（30cm×50cm）3 枚	1 組	1,650 円（税込） 1,500 円（税別）	4958995412048	20 組

※この商品のメーカー出荷はケース単位です

セット内容（使用例）

① 綿棒 2 種

（耳かき・リングリング）各2本

■ 目・耳や創傷ケア、保湿クリーム塗布などに

② 保湿クリーム

（2g）1個

■ 口唇や皮膚の保湿のために

③ アルミ袋 2 枚

■ クーリングのために

⑥ 不織布タオル

（30cm×50cm）3枚

■ アルミ袋の結露対策や清拭のためなどに

④ 櫛 1 本

■ 頭髪ケアのために

⑦ 靴下 1 足（スタンダードのみ）

■ 生前同様に退院していただくために




エンゼルケア時のクーリングに適した急速冷却用保冷剤


ソフラクール® クイック

● アルミの冷却伝導面により接触面を急速冷却

● 保冷時間に合わせて選べる2種類



● 袋に入れず、そのまま使える




2h(2時間)

透明フィルム（ナイロンポリ）

シャーベット配合ジェル

アルミ面



6h(6時間)

透明フィルム（ナイロンポリ）

凍結配合ジェル

シャーベット配合ジェル

アルミ面

※注）6h：マイナス15℃以下に冷やすと凍結配合ジェルが凍り、硬くなる場合があります。

商品番号	規格	1 個サイズ（重量）	販売単位	定 価	JAN CODE	ケース単位
041214	2h 2 個入（ジェルの色：オレンジ）	175×280×18mm（600g）	1 袋	1,870 円（税込） 1,700 円（税別）	4958995412147	12 袋
041215	6h 2 個入（ジェルの色：グリーン）	185×285×24mm（800g）	1 袋	2,310 円（税込） 2,100 円（税別）	4958995412154	12 袋



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店